



INSTRUKCJA PAKOWANIA PRÓBEK DO WYSYŁKI

Wytyczne dla osób pobierających i transportujących próbki do badań laboratoryjnych. Dotyczy ona lekarzy weterynarii oraz właścicieli zwierząt – Klientów laboratorium oraz pracowników firm kurierskich zajmujących się transportem próbek do badań na podstawie umowy z laboratorium.

Pracownicy laboratorium AGRO-VET nie uczestniczą w pobieraniu próbek.

Pobrane do badań próbki należy przewozić/wysłać w sposób bezpieczny, w odpowiednim opakowaniu, które gwarantuje:

- zabezpieczenie próbki/materiału przed uszkodzeniem,
- zabezpieczenie próbki/materiału przed zakażeniem – kontaminacją,
- przydatność materiału do badania (odpowiednia temperatura, wilgotność, czas),
- bezpieczeństwo osoby/firmy transportującej próbkę,
- oznakowanie i identyfikację próbki.

1. Opakowanie

Opakowanie dla **próbki biologicznej kategorii B** musi spełniać poniżej opisane zasady. Powinno składać się z trzech elementów:

- opakowania pierwotnego (np. opakowanie do wymazów podeszwowych lub próbówka),
- opakowania pośredniego,
- opakowania zewnętrznego (np. karton).

Pojemnik pierwotny, zawierający próbkę do badań, powinien zostać umieszczony w **opakowaniu pośrednim**, które zabezpieczy go przed uszkodzeniem, pęknięciem lub rozbiciem w trakcie normalnych warunków przewozu.

Tak przygotowaną próbkę należy umieścić w sztywnym **opakowaniu zewnętrznym** i w razie potrzeby zabezpieczyć dodatkowo materiałem wyścielającym wolną przestrzeń opakowania zewnętrznego. Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać co najmniej jedną powierzchnię o wymiarach 100 mm x 100 mm.

2. Oznakowanie

Opakowanie zewnętrzne zawierające próbkę, dostarczane do Laboratorium AGRO-VET przez firmę kurierską musi posiadać **znak UN3373** oraz **tekst „Biological Substance, Category B”**, który musi być naniesiony w miejscu przyległym do znaku. Znak o kształcie kwadratu ustawionego pod kątem 45° (kształt diamentu), o minimalnych wymiarach 50 mm x 50 mm; szerokość linii min. 2 mm i wielkość liter min. 6 mm.

Na opakowaniu zewnętrznym, oprócz znaku UN3373, powinna znajdować się nazwa, adres i logo laboratorium oraz numery telefonów:



AGRO-VET
LABORATORIUM
WETERYNARYJNE

AGRO - VET
Wojciech Wieliczko
Laboratorium Weterynaryjne
ul. Kuropatwia 2, 51 - 419 Wrocław
NIP: 898 202 80 61

tel./fax +48 71 348 51 26
tel. +48 71 325 25 14
kom. 516 059 853
info@agrovet.pl
www.agrovet.pl



AGRO-VET
LABORATORIUM
WETERYNARYJNE



BIOLOGICAL SUBSTANCE
CATEGORY B

AGRO - VET Wojciech Wieliczko
Laboratorium Weterynaryjne
ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław

tel. 71 348 51 26, 71 325 25 14

tel. kom. +48 516 059 853

e-mail: info@agrovet.pl www.agrovet.pl

Gotową etykietę, o odpowiednich wymiarach należy pobrać z zakładki **DO POBRANIA** na stronie internetowej www.agrovet.pl

3. List przewozowy TNT / FedEx Express

Wypełniając list przewozowy:

- w polu 7 "Dangerous Goods" należy zaznaczyć **YES**
- w polu 9 "Goods Descriptions" lub w polu 10 "Special Delivery Instructions" należy wpisać tekst:
Biological Substance, Category B UN3373

W przypadku doręczeń sobotnich proszę zaznaczyć opcję **SATURDAY DELIVERY**.

4. Osoba kontaktowa

Nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej (może to być nadawca lub odbiorca paczki) należy zapisać na liście przewozowym TNT / FedEx Express i na paczce.

5. Dokument opisujący zawartość

Do nadawanych przesyłek prosimy załączać **protokoły** zawierające dane dotyczące próbek. Wzory protokołów znajdują Państwo na naszej stronie internetowej www.agrovet.pl w zakładce **DO POBRANIA**. Dokument ten należy umieścić pomiędzy opakowaniem pośrednim a zewnętrznym.